


# Ureter-Katheter



**UROMED**  
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE



# INHALT

## CONTENTS

<b>Ureter-Katheter für Seldinger-Technik mit Tiemannspitze, zentral offen</b>	
<i>Ureteral Catheter for Seldinger-Technique with Tiemann tip, central open</i>	<b>4</b>
<b>Ureter-Katheter für Seldinger-Technik »DUOKATH«, beidseitig einsetzbar</b>	
<i>Ureteral Catheter for Seldinger-Technique »DUOKATH«, to be applied on both sides</i>	<b>5</b>
<b>Kontrastmitteladapter</b>	
<i>Contrast Medium Adapter</i>	<b>6</b>
<b>Ureter-Katheter mit zylindrischer Spitze</b>	
<i>Ureteral Catheter with cylindrical tip</i>	<b>6</b>
<b>Ureter-Katheter mit Tiemannspitze</b>	
<i>Ureteral Catheter with Tiemann tip</i>	<b>6</b>
<b>Ureter-Katheter nach Chevassu</b>	
<i>Ureteral Catheter by Chevassu</i>	<b>7</b>
<b>Ureter-Steinschlinge</b>	
<i>Ureteral Loop Catheter</i>	<b>7</b>

# UROMED URETER-KATHETER

## REF 4081

**Tiemannspitze**  
zentral offen, Länge 70 cm

Für das Arbeiten in Seldinger Technik stehen Ihnen mit unseren zentral offenen Ureter-Kathetern extrem gleitfähige und großlumige Instrumente zur Verfügung, die den Einsatz stärkerer Führungsdrähte ermöglichen. Auf eine konische Spitze muss dabei nicht verzichtet werden. Produkt und Verpackung sind PVC-frei und können somit umweltfreundlich entsorgt werden.


*With our central open ureteral catheters we offer instruments with an extremely high gliding ability and wide lumen for application in Seldinger-technique. Additionally they also permit the use of thicker guidewires. At the same time you do not have to refrain from a conical tip. Product and packing are PVC-free and allow environment-friendly disposal.*

### Katheter zur retrograden Sondierung des Harnleiters

- röntgenologisch darstellbar
- graduiert
- Polyamid
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- Kontrastmitteladapter
- hohe Gleitfähigkeit
- großlumig
- Durchgang für Spiralmandrins bis 0,038"/0,97 mm bzw. Titan-Führungsdrähte bis 0,035"/0,89 mm

### Catheter for retrograde probing of the ureter

- overall radiopaque
- graduated
- polyamide
- steel stylet
- product and packing PVC-free
- contrast medium adapter
- high gliding ability
- wide lumen
- patent for guidewires of maximum 0,038"/0,97 mm and Titan guidewires of maximum 0,035"/0,89 mm



REF REF	Größen Sizes
4081-05	Ch. 5

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces

# UROMED

## URETER-KATHETER »DUOKATH«

REF 4082

Tiemannspitze und konische Spitze,  
zentral offen, Länge 70 cm

**2 in 1!** Der beidseitig einsetzbare Ureter-Katheter mit unterschiedlichen Spitzen und vielen Vorteilen.


**2 in 1!** *The ureteral catheter with different tips for application on both sides and many advantages.*

Katheter zur retrograden Sondierung des Harnleiters

- vereinfacht die Lagerhaltung und reduziert Kosten
- röntgenologisch darstellbar
- beidseitig graduert
- Polyamid
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- Kontrastmitteladapter
- hohe Gleitfähigkeit
- großlumig

*Catheter for retrograde probing of the ureter*

- *Tiemann tip and conical tip, central open*
- *makes stockkeeping easier and reduces costs*
- *overall radiopaque*
- *graduated on both sides*
- *polyamide*
- *steel stylet*
- *product and packing PVC-free*
- *contrast medium adapter*
- *high gliding ability*
- *wide lumen*



Kontrastmitteladapter für Ureter-Katheter  
*contrast medium adapter for ureteral catheter*

Tiemannspitze zentral offen  
*Tiemann tip central open*

konische Spitze zentral offen  
*conical tip central open*

REF REF	Größen Sizes	Empfohlener Führungsdraht Teflon/Titan Recommended Guidewire Teflon/Titan
4082-03	Ch. 3	0,021"/0,53 mm
4082-04	Ch. 4	0,035"/0,89 mm / 0,032"/0,81 mm
4082-05	Ch. 5	0,038"/0,97 mm / 0,035"/0,89 mm
4082-06	Ch. 6	0,038"/0,97 mm / 0,035"/0,89 mm

Verpackung: doppelt, steril  
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile  
Original carton: 10 pieces

**UROMED**  
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

# UROMED **PURgreen**<sup>®</sup>

## URETER-KATHETER

**REF 4070 / 4080**

Länge 70 cm

Die neuen UROMED Ureter-Katheter PURgreen<sup>®</sup> verbinden ihre hohe Gleitfähigkeit und optimale Lumennutzung mit den Vorteilen eines reinen hochwertigen Polyurethans. Ergänzend haben wir besonderen Wert auf die atraumatischen, geschliffenen Augen gelegt. Produkt und Verpackung sind PVC-frei und ermöglichen damit eine umweltfreundliche Entsorgung.

*The new UROMED ureteral catheters PURgreen<sup>®</sup> combine their high gliding ability and optimal use of the lumen with the advantages of a pure and high-grade polyurethane. Additionally we have attached great importance to the atraumatic and polished eyes. Product and packing are PVC-free and allow environment-friendly disposal.*

**Katheter zur retrograden Sondierung des Harnleiters**

- atraumatisches Auge
- röntgenologisch darstellbar
- graduert
- Polyurethan
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- Kontrastmitteladapter
- hohe Gleitfähigkeit

**Catheter for retrograde probing of the ureter**

- atraumatic eye
- overall radiopaque
- graduated
- polyurethane
- steel stylet
- product and packing PVC-free
- contrast medium adapter
- high gliding ability



**REF 4070**

zylindrische Spitze, 1 Auge  
cylindrical tip, 1 eye



**REF 4080**

Tiemannspitze, 1 Auge  
Tiemann tip, 1 eye



Allen UROMED Ureter-Kathetern liegt ein Kontrastmitteladapter bei.

*A contrast medium adapter is attached to all UROMED ureteral catheters.*

REF REF	Größen Sizes
4070-03	Ch. 3
4070-04	Ch. 4
4070-05	Ch. 5
4070-06	Ch. 6
4070-07	Ch. 7
4070-08	Ch. 8

REF REF	Größen Sizes
4080-03	Ch. 3
4080-04	Ch. 4
4080-05	Ch. 5
4080-06	Ch. 6
4080-07	Ch. 7
4080-08	Ch. 8

Kontrastmitteladapter Contrast Medium Adapter	
REF REF	Größen Sizes
4099-06	Ch. 3 – 6
4099-09	Ch. 5 – 9

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces

# URETER-KATHETER nach CHEVASSU

**REF 4090**

Knopf-Flötenspitze, Länge 70 cm

**Katheter zur Kontrastmittelinstitution in den Harnleiter**

- atraumatisches Auge
- röntgenologisch darstellbar
- graduiert
- Polyurethan
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- Kontrastmitteladapter
- hohe Gleitfähigkeit

**Catheter for the instillation of a contrast medium into the ureter**

- *button-whistle-tip*
- *atraumatic eye*
- *overall radiopaque*
- *graduated*
- *polyurethane*
- *steel stylet*
- *product and packing PVC-free*
- *contrast medium adapter*
- *high gliding ability*

REF REF	Schaft/Spitze Shaft/Tip
4090-05	Ch. 3/Ch. 5
4090-06	Ch. 4/Ch. 6
4090-07	Ch. 4/Ch. 7
4090-08	Ch. 5/Ch. 8

Charrière	Millimeter
3	1,0
4	1,3
5	1,7
6	2,0
7	2,3
8	2,7

# URETER-STEINSCHLINGE

**REF 4700**

Länge 75 cm

**Schlingenkatheter zur Extraktion von Uretersteinen**

- röntgenologisch darstellbar
- graduiert
- Polyurethan
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- hohe Gleitfähigkeit

**Loop Catheter for the extraction of ureter stones**

- *overall radiopaque*
- *graduated*
- *polyurethane*
- *steel stylet*
- *product and packing PVC-free*
- *high gliding ability*

REF REF	Umfang Fußpunkt Loop Circumference	Größen Sizes
4700-03	3 cm	Ch. 5
4700-04	4 cm	Ch. 5
4700-05	5 cm	Ch. 5
4700-06	6 cm	Ch. 5

Verpackung: doppelt, steril  
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile  
Original carton: 10 pieces

**UROMED Kurt Drews KG**  
**Meessen 7/11**  
**D-22113 Oststeinbek**

<b>Telefon</b>	<b>Zentrale Kliniken Praxen Apotheken/Handel</b>	<b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 0</b> <b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 11</b> <b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 21</b> <b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 31</b>
----------------	--	---

<b>Telefax</b>		<b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 99</b>
----------------	--	----------------------------------

<b>Internet</b>		<b><a href="http://www.uromed.de">www.uromed.de</a></b>
-----------------	--	---

<b>E-Mail</b>		<b><a href="mailto:service@uromed.de">service@uromed.de</a></b>
---------------	--	---

Die Angaben entsprechen unserem  
Kenntnisstand bei Drucklegung.  
Produktänderungen aufgrund technischen  
Fortschrittes vorbehalten.

*All indications correspond to our know-  
ledge at the date of press.  
Due to technical progress all products are  
subject to change.*

05 / 2013

© UROMED Kurt Drews KG 2013